



Insertion du test de salissure dans l'accessoire « Lumcheck »



Une fois le test de salissure inséré, visser les 2 parties du « Lumcheck »

«Tosi-Lumcheck®» s'intègre parfaitement dans les procédures AQ du service utilisateur. Les résultats obtenus sont consignés dans un document prévu à cet effet

TOSI-LUMCHECK®

Contrôler l'efficacité du nettoyage des DM creux

La plupart des dispositifs sont inspectés visuellement en fin de cycle de lavage. Cette vérification permet de contrôler la présence de traces en surface de l'instrumentation. Cependant, il est très difficile voire impossible d'inspecter visuellement l'intérieur des dispositifs creux, ou présentant des zones invisibles à l'oeil nu. Les dispositifs creux nécessitent un nettoyage très performant dans la mesure où certaines salissures peuvent rester incrustées et ainsi former des biofilms à l'intérieur de dispositifs tels que les pinces de coelochirurgie.

La solution « Tosi-Lumcheck® » :

Le « Tosi-Lumcheck® » apporte une solution innovante qui répond totalement aux attentes en matière de contrôle des performances du lavage des DM creux. L'accessoire témoin « Lumcheck » se présente comme un instrument creux afin de reproduire les contraintes réelles de nettoyage de ces dispositifs.

Le test de salissure «Tosi-Lumcheck®» se positionne à l'intérieur de l'instrument témoin et présente une souillure simulant le sang coagulé (TOSI®).

En fin de cycle, le « Tosi-Lumcheck® » doit être retiré et inspecté afin de valider les performances à la fois chimiques et mécaniques du procédé de lavage.

Lumcheck peut être utilisé comme un simple instrument témoin à l'intérieur d'une charge (dans un panier), ou se connecter directement au système d'irrigation du laveur.

CARACTERISTIQUES

- Test de salissure selon NF EN ISO 15883-5 (Annexe A),
- Fibrine : résine de synthèse,
- Protéine : préparation à base de protéine dénaturée,
- Test prêt à l'emploi,
- Facile à interpréter,
- Reproductible.

REF	DESIGNATION	COND
S35002580	TOSI-LUMCHECK - test de salissure	bt de 25 unités
S35002582	LUMCHECK - Instrument pour Tosi-Lumcheck	1

Le **Tosi-Flexicheck** est un test d'efficacité de lavage qui reproduit parfaitement les contraintes de nettoyage d'un endoscope thermosensible. Tosi-Flexicheck est un test de salissure standardisé et prêt à l'emploi. Il se présente sous forme de 2 salissures posées sur une lamelle en inox, représentatives des salissures relatives aux interventions endoscopiques (sang coagulé+ polysaccharides) et dont la contrainte de nettoyage est liée à l'utilisation de dispositifs d'endoscopie (corps creux).

REF	DESIGNATION	COND
S35002583	TOSI-FLEXICHECK - test pour endoscope	bt de 25 unités
S35002584	FLEXICHECK - instrument pour TOSI-FLEXICHECK	1

S35002582

CONFORMITÉ
Selon NF EN ISO 15883-5 Annexe A