



## CLEANTEX 10

### Feuilles de stérilisation crêpée renforcée

La feuille **Cleantex 10** offre un très bon équilibre entre confort d'utilisation et résistance.

Sa robustesse lui permet de s'adapter à tout type d'emballage en stérilisation comme au bloc.

Enveloppe de Stérilisation crêpée renforcée (Système de Barrière Stérile selon NF EN ISO 11607-1 et EN 868-2).

Souple, très bonne drapabilité (supérieure à un papier crêpe traditionnel) et très agréable au toucher.

Très bonne résistance mécanique aussi bien à l'état sec qu'à l'état humide.

Non toxique, non irritant, ne peluche pas.

Utilisé en pliages «Pasteur» et «Enveloppe», **Cleantex 10** doit être associé à un dispositif de fermeture adhésive spécifique au papier crêpé (voir notre fiche Rubans Adhésifs).

## CLEANTEX 10

Feuille Crêpée renforcée 60g/m<sup>2</sup>

REF	FORMAT	COND
S27105050	500 X 500	500
S27106060	600 x 600	500
S27107575	750x 750	250
S27109090	900 x 900	250
S27101010	1000 x 1000	250
S27101212	1200 x 1200	100

## CARACTERISTIQUES

- Système de Barrière Stérile ou emballage de protection selon ISO 11607-1,
- Grammage 60g/m<sup>2</sup>,
- Douceur, résistance et drapabilité élevées,
- Haute résistance à l'eau,
- Emballage Intérieur 1 Extérieur pour plateaux moyens et grands,
- Couvre table 1 Couvre chariot,
- Adapté à la stérilisation Vapeur et gaz Oxyde Ethylène.

**CONFORMITÉ**  
NF EN ISO 11607-1 et EN 868-2