

Sachet CLEANTEX®

Idéal pour dispositifs volumineux et encombrants



Cleantex® est le tout 1er Système de Barrière Stérile préformé (NF EN ISO 11607-1), proposant une face Non Tissé et une face film « shaterless ».

La particularité de **Cleantex®** est de favoriser le conditionnement des DM volumineux, généralement difficiles à emballer avec des matériaux type papier médical ou crêpé. La face Non Tissé 60 g/m² apporte une barrière microbienne efficace couplée à une grande souplesse pour l'emballage de tous les plateaux volumineux, cupules ou bacs pour le transport des endoscopes.

Utilisé pour des besoins d'emballages spécifiques, **Cleantex®** est un excellent complément de gamme des sachets et gaines **BOP** utilisant au passage, les mêmes paramètres de scellage .

Sachets Cleantex®

Double indicateur : vapeur + gaz OE
1 face transparente 1 1 face bleu

REF	FORMAT	COND
S4820210420	210 x 420	1000
S4820270350	270 x 350	1000
S4820270450	270 x 450	500
S4820270700	270 x 700	300
S4820320500	320 x 500	500
S4820420450	420 x 450	500
S4820420600	420 x 600	500
S4820480640	500 x 640	500
S4820480750	480 x 750	500
S4820660900	660 x 900	150
S4820042118	420 x 1180	200
S4820750120	750 x 1200	200

CARACTERISTIQUES

- Non Tissé 60g/m² +film shaterless indéchirable,
- Bonne résistance mécanique,
- Double indicateur de passage (ISO 11140-1) Vapeur et Gaz OE imprimés intrafilm,
- Large choix de tailles,
- Pas de phénomène de curling à l'ouverture,
- Bonne pelabilité,
- Réduction des nuisances sonores à l'ouverture par rapport aux emballages conventionnels,
- Formats adaptés pour des applications spécifiques (transport endoscopes, grands plateaux, ...) .

CONFORMITÉ
NF EN ISO 11607-1 1 EN 868-31 EN