



Sac DUST COVER

Emballage de protection

Le sac **Dust Cover** est un emballage permettant de protéger des chocs et de la poussière lors des phases de transport et de stockage.

Dust Cover représente une solution simple et économique lorsque les conditions en zone de stockage et ou de transport ne sont pas optimisées.

Utilisable pour le suremballage des sachets, gaines ou packs à destination des blocs opératoires, **Dust Cover** offre aussi une protection très adaptée à la livraison et au stockage pour les services de soins. Son ouverture et fermeture auto adhésive permet à l'utilisateur d'ouvrir puis de refermer le sac plusieurs fois.

Dust Cover est composé de 2 faces film transparent polypropylène permettant de visualiser le contenu et d'un cadre réservé à son identification.

Sachets Dust tover

2 faces matière plastique -
Fermeture auto-adhésive

REF	FORMAT	COND
S36001525	150x250 mm	500
S36002030	200x300 mm	500
S36003050	300x500 mm	250
S36004055	400x550 mm	250
S36004076	400x760 mm	100
S36006076	600x760 mm	100

CARACTERISTIQUES

- Film polypropylène SOp transparent,
- Fermeture auto-adhésive haute qualité,
- Tailles adaptées pour le suremballage,
- Bonne résistance mécanique.