



Feuille test avant virage Couleur bleu initiale



Virage au noir Uniforme Résultat CORRECT



ECHEC Traces bleues au centre de la feuille test



ECHEC Traces bleues au centre de la feuille test

Test de « Bowie & Dick » MINI CONTROL PACK

Certifié par un organisme indépendant

Nouveau design, nouvel emballage.

Le **Mini Control Pack** dispose d'un certificat de conformité EN ISO 11140-4, délivré par un organisme indépendant.

Un test de Bowie & Dick doit être fiable et précis. Concrètement, il doit permettre un contrôle efficace des conditions de pénétration de la vapeur et du vide réalisé par le stérilisateur.

Le **Mini Control Pack** se distingue des autres tests par la stabilité du résultat obtenu, et ce sur plusieurs années.

Le nouvel emballage sous forme de boîte carton permet de mieux conserver les propriétés de l'indicateur durant les phases de transport et de stockage .

CARACTERISTIQUES

- Encre sans plomb,
- Couleur de virage : du bleu au noir (voir exemple ci-contre),
- Reproductibilité et stabilité du virage après stérilisation : Stabilité du virage sur plusieurs années,
- Feuille test de type «buvard» reproduisant les contraintes de pénétration du paquet test original de Bowie & Dick,
- Conditions d'exposition minimum:
134°C vapeur saturée pendant 3,30 minutes,
121° C vapeur saturée pendant 15 minutes.



REF	DESIGNATION	COND
S35002558	Mini Control Pack	30

CONFORMITÉ
NF EN ISO 11140-4