



Rubans Adhésif

Une gamme complète

AMCOR SPS offre une gamme complète de **rubans adhésifs** neutres ou indicateurs, adaptés à tous les styles de stérilisation.

Pour papier Crêpé (blanc)

version neutre

REF	FORMAT	COND
S30001950	18 mm	48
S30002450	24 mm	36
S30004850	48 mm	18

Version Indicateur Vapeur

REF	FORMAT	COND
S31001950	18 mm	48
S31002550	24 mm	36

Pour non tissé (bleu)

version neutre

REF	FORMAT	COND
S30BLEU2550	24 mm	36

Version Indicateur Vapeur

REF	FORMAT	COND
S31BLEU1950	18 mm	48
S31BLEU2550	24 mm	36

Ruban adhésif indicateur Oxyde Ethylène (blanc)

Rubans Gaz OE

REF	FORMAT	COND
S32001950	18 mm	48

CARACTERISTIQUES

- Pour papier crêpé (beige)

Version neutre :

- Stérilisation autoclave vapeur
- Largeurs: 18 mm 124 mm 148 mm

Version indicateur vapeur :

- indicateur témoin
- Largeurs : 18 mm 1 24 mm

- Pour non tissé (beige)

Pour une adhésion maximale et spécialement adaptée pour le «non-tissé».

Version neutre bleu :

- Largeur : 24 mm

Version indicateur vapeur bleu :

- Indicateur témoin
- Largeurs : 18 mm 1 24 mm

- Ruban adhésif indicateur Oxyde Ethylène (blanc)
- Masse adhésive adaptée à la stérilisation au gaz OE
- Largeur : 18 mm

- Utiliser le dévidoir pour faciliter la découpe des rubans



Dévidoir

REF	DESIGNATION	COND
S47000010	Dévidoir de ruban adhésif	unité

CONFORMITÉ
NF EN ISO 11140-1 1 Indicateur