



Papier crêpé «Soft» lilas ou vert - 60g/m²

(coloré à base de fibres de cellulose)

REF	REF	FORMAT	COND
S21 CRL 5050	S22 CR 5050	500 x 500	500
S21 CRL 6060	S22 CR 6060	600 x 600	500
S21 CRL 7575	S22 CR 7575	750 x 750	250
S21 CRL 9090	S22 CR 9090	900 X 900	250
S21 CRL 1010	S22 CR 1010	1000 X 1000	200
S21 CRL 1212	S22 CR 1212	1200 X 1200	125

SENSITIVE

Feuilles de Stérilisation crêpe

SENSITIVE est une feuille de stérilisation de type crêpe « soft » qui offre une solution économique pour un produit de grande qualité, destiné à tout type d'emballage.

Avantages:

SENSITIVE propose de hauts niveaux de performances en termes d'hydrophobie, de confort d'utilisation (drapabilité). Les matériaux utilisés permettent de constituer une barrière microbienne efficace afin de préserver l'intégrité des DM conditionnés lors des phases de stérilisation, de transport et de stockage. **SENSITIVE** est également un complément idéal pour la feuille « Dextex » (non tissée) dans le but de constituer un système d'emballage ultra performant.

Différentes combinaisons utilisant le **SENSITIVE** sont désormais disponibles dans la gamme AMCOR SPS en conditionnement inter-feuillage : pour plus d'informations se reporter à la fiche produit « Interleave ».

CARACTERISTIQUES

- Système de Barrière Stérile ou emballage de protection selon NF EN ISO 11607-1
- Papier 60g/m²,
- Disponible en deux couleurs : vert 1 lilas,
- Excellente barrière bactérienne,
- Haute résistance mécanique,
- Bonne drapabilité,
- Haute résistance à l'eau,
- Emballage intérieur 1 extérieur pour petits et moyens plateaux,
- Nos certificats sont issus d'un organisme extérieur et indépendant.

CONFORMITÉ
 NF EN ISO 11607-1 et EN 868-2