


Le système Vacio-Pak permet une gestion optimale de la sécurité du transport et du stockage des emballages stériles grâce à un système innovant breveté GmbH Entrhal médicale.



Composition du système

- ✓ Une thermosoudeuse à impulsion de 660 mm
- ✓ Un poste de travail pour l'ensachage immédiat du panier à traiter.
- ✓ Une pompe à vide.
- ✓ Un indicateur de tenu au vide.
- ✓ Des sachets transparents de différentes dimensions avec valve brevetée permettant un tirage et un maintien du vide.

Un système innovant d'emballage et de transport

- ✓ Le système VacioPak garantit 100% de sécurité pendant le transport et le stockage de vos dispositifs stériles!
- ✓ L'indicateur de VacioPak permet d'identifier clairement si l'emballage est endommagé ou non.
- ✓ Fini les plateaux non stériles au dernier moment, juste avant la chirurgie !
- ✓ La durée de conservation, d'un minimum de 2 ans, permet la réduction des périmés.
- ✓ Le procédé est simple et rapide !



Réduit les coûts et améliore la sécurité!

VACIO ● PAK

distribué par

DELTA
SCIENTIFIQUE
MEDICAL